

Formation à la bonne utilisation des stéréomicroscopes

La formation est délivrée à des groupes de 10 personnes sur une durée de 1 h 45.

Présentation

Explications théoriques et démonstrations

Questions/Réponses

Essais et Mise en pratique

Conseils du formateur

Questions/Réponses

Objectif : Cette formation vise à préserver la santé des opérateurs en délivrant les manipulations nécessaires au bon positionnement des réglages d'un stéréo microscope ainsi qu'à l'adoption de la bonne posture.

Public concerné : Cette formation est adaptée et conseillée pour tous les utilisateurs de stéréo microscope.

Prérequis : Aucun

Un support est fourni lors de la formation

Une attestation de stage sera remise à chaque participant.

Programme de formation

- réglages dioptriques
- manipulations et précautions
- nettoyage des optiques
- postures de travail (TMS)
- essais avec les opérateurs(trices)
- conseils pour l'optimisation du poste de travail